

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称: 改良沙堡弱液体培养基

英文名称: Modified Sabouraud Dextrose Liquid Medium

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
021088	干粉	250g/瓶

【产品用途】

用于一次性使用卫生用品中真菌的检测。

【检验原理】

动物组织胃蛋白酶水解物、酪蛋白胰酶消化物提供氮源、碳源、生长因子等;葡萄糖提供碳源;吐温 80 作为乳化剂和中和剂,能有效中和抗菌剂、抑菌剂;氯霉素能够抑制大多数细菌。

【配方成分】

配方 (每升)	含量	
葡萄糖	20.0g	
动物组织胃蛋白酶水解物	5.0g	
酪蛋白胰酶消化物	5.0g	
氯霉素	0.1g	
最终 pH 7.0±0.2		

【使用方法】

使用方法: 称取本品 30.1g,额外称取 15g 吐温 80,加入蒸馏水或去离子水 1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,121℃高压灭菌 15min。

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基, 28℃±1℃, 48-72h 结果如下:

指标	质控菌株及编 号	标准值	特征性反应
41/ *	白色念珠菌 CMCC (F) 98001	浑浊度 2	肉汤浑浊
生长率	黑曲霉菌 CMCC (F) 98003	浑浊度 2	白色菌丝
选择性	大肠埃希氏菌 CMCC(B)43201	浑浊度 0	_
	金黄色葡萄球菌 CMCC(B) 26305	浑浊度 0	_

【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处; 未开封保质期三年。

【注意事项】

- 1、称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 2、干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一 定的差异。
- 3、质检报告可以登录环凯网站 http://www.huankai.com, 打开"质检报告"页面,输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

广东环凯微生物科技有限公司 地址:广州市黄埔区科学城神舟路 788 号 销售热线: 020-32078333 转 8602 (分机) 网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

技术热线: 020-89856189/6289



Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2025年3月1日

【参考文献】

GB15979-2024 一次性使用卫生用品卫生要求

网址: www.huankai.com

技术热线: 020-89856189/6289

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619